

Instruções

Atenção – leia esta página completamente antes de proceder à coleta da amostra. A coleta deve ser efetuada antes de comer ou beber, ou pelo menos uma hora depois de comer ou beber. Evite líquidos quentes antes de raspar a bochecha.

1. Enviamos dois kits de coleta para assegurar a obtenção de uma boa amostra.
2. O número nos tubos devem corresponder ao número no papel verde – “Autorização”.
3. Com as mãos limpas, abra cuidadosamente o envelope plástico que contém o raspador, sem danificá-lo. Guarde a bolsa de plástico com o número do seu kit, a fim de colocar os tubos depois de efetuar a coleta.
4. Com um dos raspadores, esfregue vigorosamente a parte interna de sua bochecha (cerca de 60 segundos). Raspando bem, obteremos uma melhor quantidade de células. Raspando fracamente, teremos uma quantidade menor, o que poderá causar semanas de atraso.
5. Pegue num dos tubos pequenos que tem o número de seu kit. Tire a tampa do tubo e enfie a parte do raspador dentro do tubo. Empurre com o polegar a parte superior do raspador, para que a parte que contém o material raspado se desprenda e permaneça dentro do tubo. (Por favor não aperte com força dentro do tubo, senão será difícil para o retirarmos...)
6. Uma vez que a parte inferior do raspador esteja dentro do tubo, pode jogar fora o bastão. **Aperte bem a tampa do tubo para que o líquido não saia.** O tubo pode ficar guardado em temperatura ambiente. O material não se estraga no calor ou frio.
7. Espere 8 horas e repita os pontos 4 a 6 usando o segundo conjunto de raspador e tubo marcado com o seu número do kit.
8. Coloque os dois tubos na mesma bolsa plástica que contém o número do seu kit. Envie-nos a bolsa com o papel verde de “Autorização” por correio normal para o nosso endereço nos Estados Unidos, dentro do envelope que está incluído. O teste é processado uma vez que o valor do mesmo seja pago.

